



NOVO
BHS 156
CRIOFREQUÊNCIA
Full 2017

- CRIOfrequência
- (HIMFU) ULTRACAVITAÇÃO MULTIFOCAL
HIGH INTENSITY MULTIFOCAL ULTRASOUND

O uso de novas tecnologias, nos proporcionou fazer um equipamento mais inteligente, seguro e com resultados ainda mais surpreendentes.

NOVO BHS 156 FULL 2017

Redesenho e evolução.



- Criofrequência: melhor resultado do mercado para flacidez e gordura localizada



- HIMFU + DERMOLED: O melhor para destruir a gordura localizada.

NOVO BHS 156 FULL 2017

Redesenho e evolução.



- NOVA BOMBA DE AGUA

Testada por 4000 horas e submetida aos testes de qualidade mais exigentes



- NOVOS CONECTORES Push-Pull super resistentes



ACOPLAMENTO DE MANGUEIRA
Ultra resistente e de fácil manuseio

BHS 156 FULL 2017 – NOVO APLICADOR CRIOFREQUÊNCIA

Aplicador – CORPORAL / FACIAL


Novo design **com alteração do tamanho do polo central, emissor de Monopolar** o que permite um melhor contato com a pele permitindo entregar mais energia para melhores resultados para gordura localizada.



- INDICADOR DE LUZ NOTIFICADORA DE EMISSÃO




- CONTROLE DE TEMPERATURA + INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO DISPLAY



Como funciona a **CRIOQUÊNCIA**?

O equipamento permite aplicar (-) menos 10 graus na superfície da pele através da ponteira, enquanto o sistema multipolar aumenta consideravelmente a temperatura interna do tecido epidérmico. Este evento gera um choque no interior da pele graças à combinação do frio externo e o calor interno.


Assim ocorre um “choque térmico” que gera um endurecimento instantâneo da pele. Este choque tem um efeito desintoxicante, aumenta a oxigenação dos tecidos e aumenta a dilatação dos vasos sanguíneos que alimentam a pele.



Como funciona?

O equipamento funciona através da emissão de radiofrequência quando os polos estão em temperaturas abaixo de zero, com efeitos QUENTE-FRIO. Isto provoca a contração do tecido e estimula a produção de colágeno e elastina, obtendo um EFEITO LIFTING instantâneo de maneira não invasiva.

Este equipamento pode entregar maior energia do que qualquer outro e deve ser trabalhado em temperatura ABAIXO DE ZERO, permitindo um tratamento controlado. Estes avanços desenvolvidos pela Body Health dão aos pacientes resultados imediatos, seguros e eficazes.




TECNOLOGIA MULTIFREQUÊNCIA

A Multifrequência tem a vantagem de oferecer canais de frequência diferentes. HIGH / MEDIUM / LOW e MIX, sendo que o último combina os 3 tipos de frequência, permitindo uma aplicação mais uniforme.

Cada canal de frequência é orientado com precisão até uma profundidade de penetração específica. As áreas mais finas, como o contorno dos olhos e a testa são tratados usando a alta frequência. Para áreas como rosto, pescoço, mãos geralmente são indicadas frequências médias ou baixas. O abdômen, pernas, braços, nádegas, são tratados com baixa frequência ou MIX.

EFEITO IMEDIATO E DURADOURO



Efeito
imediato e
duradouro



Efeito
Regeneração de
Colágeno BHS156



Efeito Lifting
Choque Térmico



Efeito Geração de
Colágeno outras
RF

QUAL A DIFERENÇA PARA OS OUTROS EQUIPAMENTOS?

- Sessões rápidas, seguras, NÃO INVASIVAS, e com resultados instantâneos e duradouros.
- Acessórios feitos inteiramente de material hipoalérgico de acetato de polivinil e aço cirúrgico de alta qualidade.
- Tela de toque moderno com um software simples e de fácil utilização, simplifica o uso do computador.
- Tecnologia que realiza o tratamento da superfície e da profundidade da pele simultaneamente.
- Aplicadores faciais e corporais diferenciados por terem mais polos para reforçar a emissão de calor MULTIPOLAR-TRIPOLAR-BIPOLAR-MONOPOLAR.
- Equipamento gera calor intenso dentro da pele e fora funciona em temperaturas abaixo de zero.
- É multipolar possui frequência superior às radiofrequências tradicionais.
- Tecnologia “MULTIFREQUÊNICAL” composto o sistema frequencial MIX que utiliza a energia de forma eficiente, concentrando-se sobre o ponto exato onde pretende realizar o tratamento.
- imediatos e apresenta um efeito lifting duradouro nunca visto antes. Crio-radiofrequência, nova terapia que produz o "choque térmico" produz resultados

BHS 156 FULL 2017 - APLICADOR HI_MFU + DERMOLEDS



- Mais potência com varios pontos de foco.



- DERMOLEDS
- Regeneração do colágeno..



TECNOLOGIA DO APLICADOR HImFU

A tecnologia HIMFU dispõe de um aplicador que trabalha a 2.9 Mhz entregando uma energia MULTIFOCAL a até 2,5 centímetros de profundidade, preservando as camadas mais superficiais da pele e estimulando colágeno através dos dermoleds melhorando a qualidade da mesma.

O que significa HIFU


“ultrassom multi focalizado de alta intensidade” ?

HIFU são as ondas sonoras ultra-som de energia concentrada agindo por um efeito termomecânico, que destrói o tecido adiposo subcutâneo sem danificar a derme, epiderme, ou tecidos adjacentes.

Estes ultra-sons liberam calor e têm uma pressão controlada, de modo que as células de gordura não são capazes de resistir a essas vibrações com altas temperaturas e acabam se quebrando com facilidade. Os resíduos da ruptura das células é eliminado pouco à pouco através do organismo, reduzindo volume desde a primeira sessão.

Durante um ano a Body Health tem otimizado este sistema e apresenta a modalidade **HIMFU, onde a letra M significa Multifocal.**

Uma Diferença fazer sistema HIFU, e ou HIMFU baseia - ser MULTIFOCAL dispositivo ultra-sônico de alta intensidade hum, isso significa que as ondas viajam a emissão de energia mecânica de alta potência em uma maneira multifocada cobrindo áreas maiores para tratar permitindo alcançar uma lipólise reforçada, destruição de fibrose e tecido regeneração de forma superior e em menos tempo do que um tratamento de HIFU normal. Esta questão com HIMFU na função lipolítica produz impactos nos adipócitos, fragmentando a membrana celular. Uma vez alcançada a destruição deles, glicerol é eliminado por mecanismos diferentes.



A aplicação do sistema HIMFU gera benefícios em::

- As estruturas de maior densidade como colágeno e paredes celulares, permitindo que a área volte a ter rapidamente sua dimensão original, fazendo que a superfície tratada seja mais regular.
- Pelo efeito térmico, reestrutura proteínas e estimula os fibroblastos cooperando na remodelação da zona tratada..
- Ao reduzir o tecido graxo e por elevação da temperatura afeta o sistema vascular, produzida dilatação que melhora a circulação.

- www.bodyhealthbrasil.com